

# Zirlux® Complete Zirkon

## vhodný pro všechny indikace



Zirlux Complete přesahuje pevnost 1000MPa, což umožňuje vyrábět kompletní škálu indikací od korunky až po vícečlenné můstky složitých případů. Konzistentním složením dobarvovacích komponentů společně s izostatickým lisováním za studena je dosaženo vysoké estetiky a rovnoměrné pevnosti materiálu.

- vysoce pevný a vysoce translucenční probarvený zirkonový materiál s nízkou opacitou a vyšší odolností proti odštípnutí.
  - 1000MPa
  - < 47% translucence
- snižuje skladové nároky díky širokým možnostem použití
- snižuje časovou náročnost při zpracování, díky přirozenému vzhledu v celé výšce disku

### Indikace:

- plně anatomické korunky • plně anatomické můstky
- inleje/onleje • kapny • konstrukce

*Dostupné ve všech 16ti odstínech VITA®!\**



\*VITA je registrovaná značka Vita Zahnfabrik

# Zirlux<sup>®</sup> Complete Zirkon

vhodný pro všechny indikace

Složení	
ZrO <sup>2</sup> +HfO <sub>2</sub> +Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	> 96.5%
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.8%-9.7%
Al <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	< 0.5%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0.5%
Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 2.0%
Others Oxides	< 0.5%

	10	12	14	16	18	20	22	25
A1	9012989	9012990	9012992	9012993	9012995	9012997	9012998	9012999
A2	9013001	9013002	9013003	9013004	9013005	9013006	9013008	9013009
A3	9013010	9013011	9013012	9013014	9013015	9013016	9013017	9013018
A3,5	9013019	9013020	9013021	9013022	9013023	9013024	9013025	9013027
A4	9013028	9013029	9013030	9013031	9013032	9013033	9013034	9013035
B1	9013036	9013037	9013038	9013039	9013040	9013041	9013042	9013043
B2	9013044	9014045	9014046	9014047	9014048	9014050	9014051	9014052
B3	9014053	9014054	9014055	9014056	9014057	9014058	9014059	9014061
B4	9013062	9013063	9013066	9013067	9013068	9013069	9013070	9013071
C1	9013072	9012073	9013075	9013076	9013077	9013078	9013079	9013080
C2	9013081	9013082	9013083	9013084	9013085	9013086	9013087	9013088
C3	9013089	9013091	9013092	9013093	9013094	9013095	9013096	9013097
C4	9013098	9013100	9013101	9013102	9013103	9013104	9013108	9013109
D2	9013110	9013111	9013113	9013114	9013116	9013117	9013118	9013119
D3	9013120	9013121	9013122	9013123	9013124	9013125	9013126	9013127
D4	9013128	9013129	9013130	9013132	9013033	9013034	9013036	9013038